



Härterpaste

Gebrauchsanleitung



Produktbeschreibung

Härterpaste für kondensationsvernetzende Abdruckmaterialien für die Ohrabformung. Farblich, um eine Vermischungskontrolle beim Anmischen mit der Abdruckmasse zu haben.

Verarbeitung

Zugabe von Härterpaste entsprechend der Mengenangabe der jeweiligen Abdruckmasse (ca. 2 % bzw. 4 %). Vermischen bis einheitliche Farbe entsteht.

Lagerung

18 –28 °C, Tube gut verschlossen halten

Best.-Nr.

	Farbe
	rot
5 ml Tube	52112
20 ml Tube	52212
100 ml Tube	52412

Achtung

Härterpaste enthält organische Zinnverbindungen und kann zu Hautreizungen führen. Der direkte Hautkontakt mit der Härterpaste ist zu vermeiden, da die Paste reizend ist.

Gefahrenhinweise

- H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise

- P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.

Enthält: Dioctylzinnacetylacetonat, Dioctylzinnoxid

Die Dreve Otoplastik GmbH haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung des Materials hervorgerufen werden.

2019-07-26 / Rev. 1
Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna / Germany
Tel.: + 49 2303 8807-0 • www.dreve.com



Achtung



Hardener Paste

Directions for use



Product Description

Hardener paste for condensation vulcanizing impression materials for ear impression taking. Colored for a mixing control when mixing with the impression material.

Indication for use:

Hardener paste for ear impression material intended to reproduce a patients external auditory canal.

Processing

Add hardening paste according to the quantity instruction of the respective impression material (approx. 2 resp. 4 %). Mix until an equal colour is obtained.

Storage

18 –28 °C, Keep tube well closed.

Item-No.

	Color
	red
5 ml tube	52112
20 ml tube	52212
100 ml tube	52412

Attention

Hardener paste contains organic tin compounds and may irritate the skin. The direct skin contact with the hardener paste has to be avoided as the paste is irritating.

Hazard statements

- H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H373 May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.

Precautionary statements

- P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
P362 Take off contaminated clothing.
P363 Wash contaminated clothing before reuse.
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Contains: Dioctyltinacetylacetonate, dioctyltin oxide

Dreve Otoplastik GmbH is not liable for any damages caused by improper application of the material.

2019-06-27 / Rev. 1
Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Str. 31 • 59423 Unna / Germany
Tel.: + 49 2303 8807-0 • www.dreve.com



Warning

